


KFR 30060

Flaschenablage

für eine sichere und platzsparende Flaschenlagerung.

EAN: 4002515357538 / Materialnummer: 09552690 / Alte Materialnummer: 36996046D



- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Aus verchromten Metall
- Geeignet für Kühlautomaten K 30.000 ohne PerfectFresh
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Grösse und Form