


A 100

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Oberkorb mit zwei Modulkopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmasse: B 489 mm, L 440 mm

EAN: 4002515460610 / Materialnummer: 09862320 / Alte Materialnummer: 69610000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulkopplung	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	141
Aussenmass, Nettobreite in mm	525
Aussenmass, Nettotiefe in mm	528
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	555
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,80
Bruttogewicht in kg	3,49