


A 104

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium aus MIC, Arthroskopie und Urologie.



- Rechte Seite zur Aufnahme von 11 Hohlkörperinstrumenten
- Zusätzliche Luer-Lock-Anschlussstellen für Hohlkörperinstrumente
- Mit Sprüharm: Siebschalen auf der unteren Lafette einstellbar

EAN: 4002515460658 / Materialnummer: 09862380 / Alte Materialnummer: 69610400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für MIC-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	11
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	332
Aussenmass, Nettobreite in mm	528
Aussenmass, Nettotiefe in mm	526
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	6,50