


A 200
Wagen
zur optimalen Aufnahme von 38 Pipetten.



- Zur Aufnahme von 10 100 ml-Pipetten in Reihe 1, Abstand 20 mm
- Zur Aufnahme von 14 25 ml-Pipetten in d. 2. Reihe, Abstand 26 mm
- Zur Aufnahme von 14 10 ml-Pipetten in d. 3. Reihe, Abstand 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materialnummer: 09862420 / Alte Materialnummer: 69620000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	38
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	397
Aussenmass, Nettobreite in mm	529
Aussenmass, Nettotiefe in mm	546
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	5,63