


A 201
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Sets.



- 8 Düsen m. federnden Auflagen, für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- 15 Injektordüsen für Intubationsmaterial

EAN: 4002515460702 / Materialnummer: 09862430 / Alte Materialnummer: 69620100D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Wagen für Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Kapazität	
AN-Sets [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	434
Aussenmass, Nettobreite in mm	531
Aussenmass, Nettotiefe in mm	546
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	9,00
Bruttogewicht in kg	10,50
Beipack	
E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl]	1
E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl]	1
E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl]	2
E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl]	1
E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl]	6
E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl]	15