

A 202  
Wagen  
zur optimalen Aufnahme von 4 DIN-Siebschalen.



- Geeignet für 4 DIN-Siebschalen auf 2 Ebenen
- Aufnahmerahmen: entnehmbar zur Aufbereitung höheren Spülguts
- 6 zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mittels Luer-Lock-Verbind.
- Mit eingebautem Sprüharm
- Die Bestückungsmasse der verschiedenen Ebenen unterscheiden sich

EAN: 4002515460719 / Materialnummer: 09862440 / Alte Materialnummer: 69620200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
Wagen für Siebschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	223
Aussenmass, Nettobreite in mm	529
Aussenmass, Nettotiefe in mm	542
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	235
Aussenmass, Bruttobreite in mm	550
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	560
Nettogewicht in kg	5,50
Bruttogewicht in kg	6,74