

A 204
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Ebene 1: geeignet zur Aufnahme von Einsätzen
- Ebene 2 rechts: 22 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 2 links: 11 Luer-Lock-Adapter, männlich, horizont. Schlauch
- Mit eingebautem Sprüharm
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN: 4002515460733 / Materialnummer: 09862460 / Alte Materialnummer: 69620400D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilters	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	2-4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	365
Aussenmass, Nettobreite in mm	529
Aussenmass, Nettotiefe in mm	535
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	530
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	11,50
Bruttogewicht in kg	12,50
Beipack	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1