

A 801

Adapter

zur Verwendung von AUF 1 und AUF 2 in Verbindung mit dem A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materialnummer: 09862940 / Alte Materialnummer: 69680100D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	50
Aussenmass, Nettobreite in mm	50
Aussenmass, Nettotiefe in mm	50
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01