

A 801

Adapter

zur Verwendung von AUF 1 und AUF 2 in Verbindung mit dem A 105/1.



EAN: 4002515460931 / Materialnummer: 09862940 / Alte Materialnummer: 69680100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	50
Aussenmass, Nettobreite in mm	50
Aussenmass, Nettotiefe in mm	50
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01