

A 802  
Spüldüse  
zur optimalen Reinigung des Dosierfachs.



- Bei Verwendung eines Labor-R+D-Automaten mit Pulverdosierung
- Zur Nutzung mit Injektormodulen
- Geeignet um Pulverreste aus dem Dosierfach auszuspülen

EAN: 4002515460979 / Materialnummer: 09863070 / Alte Materialnummer: 69680200D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	30
Aussenmass, Nettobreite in mm	187
Aussenmass, Nettotiefe in mm	15
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02