

A 803

Aufnahme

zur optimalen Aufnahme von Übertragungsinstrumenten.

EAN: 4002515460993 / Materialnummer: 09863100 / Alte Materialnummer: 69680300D



- Nutzbar im Oberkorb A 105/1 in Verbindung mit Filterrohr A 800
- Für eine Vielzahl Hand- & Winkelstücke sowie Turbinen geeignet

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	32
Aussenmass, Nettobreite in mm	32
Aussenmass, Nettotiefe in mm	40
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,09