


ZS 150-1  
Helix-Test  
zur optimalen Prozesskontrolle des Klein-Sterilisators.

EAN: 4002515540381 / Materialnummer: 09910260 / Alte Materialnummer: 68915002D



- Überprüfung der Dampfdurchdringung mit chemischem Indikator
- Anzeige der Ergebnisse durch Farbumschlag
- 1 Prüfkörper, 250 Indikatoren

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategorie	
Indikator/Test	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	22
Aussenmass, Nettobreite in mm	117
Aussenmass, Nettotiefe in mm	177
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	23
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	177
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,09