

A 800

Filterrohr

zur sicheren und wirtschaftlichen Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten.



- Filter aus Plymesh-Edelstahlgewebe für Wagen
- Maschenweite 63 µm
- Wiederaufbereitbar mit Reinigungsbürste A 804

EAN: 4002515538081 / Materialnummer: 09960680 / Alte Materialnummer: 68680000D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Filter	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	23
Aussenmass, Nettobreite in mm	23
Aussenmass, Nettotiefe in mm	405
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	45
Aussenmass, Bruttobreite in mm	220
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	445
Durchmesser in mm	23
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,88