

A 804  
Reinigungsbürste  
zur optimalen Reinigung des Filterrohrs A 800.



- Geeignet für die Reinigung des Filterrohrs A 800
- Gedrehte Bürste mit spiralförmigem Besatz
- Stielende mit Öse
- Länge 500 mm, Bürstenlänge 100 mm

EAN: 4002515527238 / Materialnummer: 09960720 / Alte Materialnummer: 68680400D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Filter	•
Sonstiges Zubehör	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	500
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	45
Aussenmass, Bruttobreite in mm	70
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Durchmesser in mm	20
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,16