

PG 8595

Aqua Purificator

zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen.



- Geeignet für VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Geeignet für VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Aufnahme von Leitwertmessgerät/FlowMeter möglich
- Aufnahme von Leitwertmessgerät/FlowMeter möglich
- Aussenmasse H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm
- Aussenmasse: H 835 (820 o. Deckel), B 300, T 600 mm

EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 / Alte Materialnummer: 69859501D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificator

zur Aufnahme von zwei Wasservoll- bzw. Wasserteilentsalzungspatronen.



EAN: 4002515558096 / Materialnummer: 10087310 / Alte Materialnummer: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wasseraufbereitung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Verzinktes Blech, Lotosweiß
Farbe	Lotosweiß
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	835
Aussenmass, Nettobreite in mm	300
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	900
Aussenmass, Bruttobreite in mm	400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00