

PG 8596

Dosierschrank

Zur Aufnahme von Prozesschemikalien und Dosiermodulen



- 2 herausziehbare Schubladen zur Aufnahme von je 3 x 5 l-Kanistern
- Innenmasse: H 285-690 , B 250, T 425-555 mm
- Pro Ebene je 2 Aufnahmemöglichkeiten für Dosiermodule
- Auffangschale ermöglicht bessere Restentleerung der Kanister

EAN: 4002515558324 / Materialnummer: 10087340 / Alte Materialnummer: 69859602D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	835
Aussenmass, Nettobreite in mm	300
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	900
Aussenmass, Bruttobreite in mm	400
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	740
Nettogewicht in kg	26,50
Bruttogewicht in kg	30,00