

UG 30-60/60-85

Sockel, geschlossen

zur Erhöhung der Maschine, 60 cm tief, 60 cm breit.



- Geeignet für alle Geräte mit einer Breite und Tiefe von je 60 cm

EAN: 4002515558331 / Materialnummer: 10087350 / Alte Materialnummer: 69306001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	317
Aussenmass, Nettobreite in mm	600
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	310
Aussenmass, Bruttobreite in mm	610
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	11,10