


UG 30-90/60-85

Sockel, geschlossen

zur Erhöhung der Maschine inkl. Seitenschrank, 60 cm tief, 90 cm breit.



- Einsetzbar für Aqua Purificator PG 8595 und DOS-Schrank PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materialnummer: 10087360 / Alte Materialnummer: 69309001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	300
Aussenmass, Nettobreite in mm	897
Aussenmass, Nettotiefe in mm	542
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	330
Aussenmass, Bruttobreite in mm	915
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	563
Nettogewicht in kg	13,40
Bruttogewicht in kg	15,00