


KFR 30055

Flaschenablage

für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung im Kühlschrank.

EAN: 4002515608395 / Materialnummer: 10094090 / Alte Materialnummer: 36996096CH



- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
- Aus verchromten Metall
- Für Kühlgeräte SMS K 30.000 mit SpotLight ohne PerfectFresh
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach Grösse und Form