

DE-CS6-85

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine inkl. Seitenschrank, 60 cm tief, 90 cm breit.

EAN: 4002515604380 / Materialnummer: 10101450 / Alte Materialnummer: 69216010D



- Einsetzbar für Aqua Purificator PG 8595 und DOS-Schrank PG 8596
- in Kombination mit einem RDG 60 cm (z. B. PG 8581 oder PG 8591)

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Netzanschlussleitung	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	15
Aussenmass, Nettobreite in mm	900
Aussenmass, Nettotiefe in mm	600
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	990
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	790
Nettogewicht in kg	6,70
Bruttogewicht in kg	9,00