


A 502

Wagen

zur Aufbereitung von Schaftinstrumente der Roboter-assistierten Chirurgie.

EAN: 4002515584934 / Materialnummer: 10131840 / Alte Materialnummer: 69650201D



- Für bis zu 8 Schaftinstrumenten sowie 2 Spezialinstrumente
- Zusätzliche Injektoren und Halterungen für weiteres OP-Zubehör
- Ausgestattet mit einem wiederaufbereitbaren Mikrofilter
- Modulares Beladungsträgerkonzept

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Wagen für Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	10
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	540
Aussenmass, Bruttobreite in mm	530
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,80
Beipack	
E 448 Silikonschlauch mir Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	6
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	3
FP Filterplatte [Anzahl]	2