

A 602

Modul

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Geeignet für 8 Instrumente, neueste Generation (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materialnummer: 10131930 / Alte Materialnummer: 69660201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	8
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	303
Aussenmass, Nettobreite in mm	555
Aussenmass, Nettotiefe in mm	318
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	540
Aussenmass, Bruttobreite in mm	530
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,80