


A 807

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente, Präparierklemmen, ältere Generation, S/Si

EAN: 4002515585078 / Materialnummer: 10131980 / Alte Materialnummer: 69680701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	77
Aussenmass, Nettobreite in mm	41
Aussenmass, Nettotiefe in mm	165
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	25
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,49