

A 808

Aufnahme

zur optimalen Aufbereitung von Instrumenten der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Für Spezialinstrumente, chirurgisches Klammern (Xi)

EAN: 4002515585085 / Materialnummer: 10131990 / Alte Materialnummer: 69680801D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategorie	
Modul/Aufnahme für Robotik-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Kapazität	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	50
Aussenmass, Nettobreite in mm	145
Aussenmass, Nettotiefe in mm	159
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	25
Aussenmass, Bruttobreite in mm	245
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	485
Nettogewicht in kg	0,37
Bruttogewicht in kg	0,49