

MC/2

Transferwagen

höhenverstellbar, zur Be- & Entladung von Reinigungs- & Desinfektionsautomaten.



- Ausgestattet mit 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- 2 Ablageebenen (muldenförmig) sowie Griffbügel und Andockblech

EAN: 4002515588628 / Materialnummer: 10138690 / Alte Materialnummer: 69200109D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Aufbewahrungs-/Transportsystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	1003
Aussenmass, Nettobreite in mm	600
Aussenmass, Nettotiefe in mm	805
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	1119
Aussenmass, Bruttobreite in mm	835
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	1280
Nettogewicht in kg	34,20
Bruttogewicht in kg	52,40