

DGGL 100-40

Dampfgarbehälter gelocht

für Dampfgarer DG 7000 sowie Dampfgarer mit Mikrowellenfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604083 / Materialnummer: 10170300 / Alte Materialnummer: 23996124EU1



- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Aussenmasse B x T x H: 375 x 394 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!