

## DOS G 80/72

Schlauchdosierpumpe für 20-30 l-Kanister  
mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.



- Geeignet für alle Spülmaschinen der Geräteserie PG 8172
- 448 mm mm Saugrohr für 20 – 30 l-Kanister
- Dosierung bis zu 55 Milliliter ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine

EAN: 4002515648698 / Materialnummer: 10210160 / Alte Materialnummer: 67747022D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Produktkategorie</b>	
Externes Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	448
<b>Standard Netzanschlussleitung</b>	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	160
Aussenmass, Bruttobreite in mm	198
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	1,91
Bruttogewicht in kg	2,13