


UG 30-90/70-85

Sockel, geschlossen

zur Erhöhung der Maschine, 70 cm tief, 90 cm breit.



- Geeignet für alle Geräte mit einer Breite von 90, Tiefe von 70 cm

EAN: 4002515622506 / Materialnummer: 10210600 / Alte Materialnummer: 69309002D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	317
Aussenmass, Nettobreite in mm	900
Aussenmass, Nettotiefe in mm	700
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	310
Aussenmass, Bruttobreite in mm	610
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	15,60
Bruttogewicht in kg	17,00