

DE-CS7-85

Gerätedeckel

zur oberen Abdeckung der Maschine 70 cm tief, 90 cm breit.



EAN: 4002515648155 / Materialnummer: 10222780 / Alte Materialnummer: 69216011D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 CD | • |
| Produktkategorie | |
| Deckel | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 15 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 700 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 900 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 80 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 790 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 990 |
| Nettogewicht in kg | 14,45 |
| Bruttogewicht in kg | 16,75 |