

ProCare Lab 11 AP - 10 kg
 Pulverreiniger, alkalisch, 10 kg
 zur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien.



- Frei von Phosphorverbindungen, oxidierende Wirkung
- Entwickelt speziell für Miele Professional
- Für verschiedenste Materialien geeignet
- pH-Wert 13,0-14,0

EAN: 4002515650868 / Materialnummer: 10266540 /
 Alte Materialnummer: 62922101EU1

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von organischen Rückständen	•
Dosierempfehlung	
pH-Wert bei 20 °C	13,0-14,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-1,1
Hauptanwendungsbereiche	
Wasserlaboratorien	•
Serologische Institute	•
Phosphatindustrie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Bleichmittel auf Sauerstoffb., Tenside
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Bleichmittel auf Sauerstoffb., Tenside
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Laborglas	•
Nicht geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Frei von Phosphaten	•
Nicht geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	268
Aussenmass, Nettobreite in mm	265
Aussenmass, Nettotiefe in mm	265
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	280
Aussenmass, Bruttobreite in mm	270
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270
Füllgewicht in g	10000
Bruttogewicht in kg	10
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•