


A 811

Ersatznetz

zum Austausch des Netzes vom A 810



- Unkomplizierter Austausch des Netzes
- Besonders widerstandsfähig und langlebig

EAN: 4002515676790 / Materialnummer: 10283680 / Alte Materialnummer: 69501900D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	20
Aussenmass, Bruttobreite in mm	235
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	475
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,15