

ProCare Shine 10 MA - 5 l
 Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l
 zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Phosphat- und Chlorfrei
- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN: 4002515692936 / Materialnummer: 10327960 /
 Alte Materialnummer: 61912201EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfiLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Stärke	•
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	•
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	•
Entfernung von eingebranntem Fett	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Dosierempfehlung (pro Spülgang)	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Intensität der Kontamination	Leicht bis Mittel
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Hauptanwendungsbereiche	
Hotels und Pensionen	•
Restaurants, Bars und Catering	•
Spa, Wellness und Sport	•
Senioren- und Pflegeheime	•
Schulen und Kindergärten	•
Handwerksbetriebe	•
Agenturen und Büros	•
Arztpraxen und Kliniken	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat)
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	190,00
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Alkalien, Komplexbildner (ohne Phosphat)
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•

ProCare Shine 10 MA - 5 l

Flüssigreiniger, mildalkalisch, 5 l

zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



EAN: 4002515692936 / Materialnummer: 10327960 /

Alte Materialnummer: 61912201EU1

Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	190
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	150
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	190
Bruttogewicht in kg	7
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•