

ProCare Shine 10 A - 5 l
 Flüssigreiniger, alkalisch, 5 l
 zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.

EAN: 4002515692837 / Materialnummer: 10327980 / Alte Materialnummer: 61913201EU1



- Enthält Phosphat und Aktivchlor
- Für hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Stärke, Eiweiss etc.
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Flüssigkonzentrat, Dosierempfehlung: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Entwickelt speziell für Miele Professional

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Sehr gut
Entfernung von Stärke/Eiweiss	Sehr gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Sehr gut
Entfernung von eingebranntem Fett	Sehr gut
Entfernung von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Grosse Öffnung für Dosierlanze	•
Intensität der Kontamination	Stark
pH-Wert der Anwendungslösung	11,5-12,0
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Alkalisches Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für alkalifestes Spülgut	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	150
Aussenmass, Nettotiefe in mm	190
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	250
Aussenmass, Bruttobreite in mm	150
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	190
Bruttogewicht in kg	7
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•