

U 408
Korb
für die optimale Aufnahme von Tassen.



- Mit 4 Reihen

EAN: 4002515691151 / Materialnummer: 10358570 / Alte Materialnummer: 67640801D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Tassen	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau, Grau, Weiß
Anzahl Reihen	4
Strebenabstand in mm	85
Kapazität	
Tassen [Anzahl]	20
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	100
Aussenmass, Nettobreite in mm	410
Aussenmass, Nettotiefe in mm	410
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	1,20
Bruttogewicht in kg	2,14