


U 409
Korb
für typisches Spülgut aus Bistros.



- Für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc.
- Für Besteck ist der Köcher E 165 zusätzlich einsetzbar

EAN: 4002515691168 / Materialnummer: 10358580 / Alte Materialnummer: 67640901D

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Spülmaschinen Tank | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8164 | • |
| PTD 701 | • |
| Produktkategorie | |
| Korb für Mischgeschirr | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Blau, Grau, Weiß |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 155 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 410 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 410 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 270 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 525 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 540 |
| Nettogewicht in kg | 1,52 |
| Bruttogewicht in kg | 2,46 |