

U 403
Korb
für die optimale Reinigung von Bestecken.



- Engmaschiger Boden
- Auch für Eisbecher geeignet
- Ohne Besteckeinsätze

EAN: 4002515691175 / Materialnummer: 10358590 / Alte Materialnummer: 67640301D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktkategorie	
Korb für Besteck	•
Korb für Töpfe/Schüsseln usw.	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert
Farbe	Weiß
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	125
Aussenmass, Nettobreite in mm	400
Aussenmass, Nettotiefe in mm	400
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	520
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	2,00
Bruttogewicht in kg	3,00