


U 404  
Korb  
für die optimale Aufnahme von Bestecken.



- Mit 6 Besteckköchern aus Kunststoff
- Fächergrösse 106 x 106 mm

EAN: 4002515691182 / Materialnummer: 10358610 / Alte Materialnummer: 67640401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Spülmaschinen Tank	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8164	•
PTD 701	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für Besteck	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Grau, Weiß
Anzahl Fächer	6
Fächerbreite in mm	106
Fächerlänge in mm	106
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	112
Aussenmass, Nettobreite in mm	400
Aussenmass, Nettotiefe in mm	400
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	170
Aussenmass, Bruttobreite in mm	520
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	620
Nettogewicht in kg	1,65
Bruttogewicht in kg	2,80