


KWT 6833 SG

Stand-Weintemperierschrank

mit dem Plus an Flexibilität und Stil, dank FlexiFrame und Miele Noteboard.



- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung
- Optimaler Schutz des Weins durch UV-Filter in getönter Glasfront
- Sichere Lagerung Ihres Weins durch ausziehbare Ablageborde


EAN: 4002515716663 / Materialnummer: 10409080 / Alte Materialnummer: 36683300EU1

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Edelstahl
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKM 3100 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Griffmulde
Anzahl der Flaschenroste	13
Anzahl FlexiFrame Roste	10
NoteBoard	Ja
Flaschenpräsentier	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	3
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	205,50
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,56
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	700
Gerätehöhe in mm	1920
Gerätetiefe in mm	746
Gewicht in kg	142,0
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	503
Weinzone in l	503
Gesamtnutzinhalt in l	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	178 Flaschen
Lagerzeit bei Störung in h	0
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35

KWT 6833 SG

Stand-Weintemperierschrank

mit dem Plus an Flexibilität und Stil, dank FlexiFrame und Miele Noteboard.



EAN: 4002515716663 / Materialnummer: 10409080 / Alte Materialnummer: 36683300EU1

Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,8

Mitgeliefertes Zubehör


Active AirClean Filter

•


KWT 6833 SG

Stand-Weintemperierschrank


mit dem Plus an Flexibilität und Stil, dank FlexiFrame und Miele Noteboard.



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,
KWT6834SGS (Skizze)



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,
KWT6834SGS (Skizze)



KWT6831SG, KWT6833SG, KWT6832SGS,
KWT6834SGS (Skizze)