

## DKF 1000-R

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter  
gegen unangenehme Küchengerüche.

EAN: 4002515745489 / Materialnummer: 10427040 / Alte Materialnummer: 28996369EU1



- für DUU 1000-2 und DUU 1500
- für CSDA1xxx/CSDA700x/  
KMDA763x/KMDA7476/  
KMDA7774 im Umluftbetrieb
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle  
günstiger als Einmalfilter
- Halbjährlich ganz einfach im  
Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre