

XKM RS 232 10 Med  
Kommunikationsmodul  
mit serieller Schnittstelle (RS232) zum Anschluss eines Druckers.

EAN: 4002515832394 / Materialnummer: 10444420 / Alte Materialnummer: 68822002D



- Ringspeicher für maximal 25 Prozessprotokolle
- Unterscheidung zwischen Kurz- und Langprotokoll
- Übertragungsgeschwindigkeit: maximal 38 kBit/s
- Länge des Anschlusskabels: 1,5 m; Verlängerung bis 15 m möglich

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Objektträgern	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Behältern, z. B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	39
Aussenmass, Nettobreite in mm	88
Aussenmass, Nettotiefe in mm	110
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140

XKM RS 232 10 Med  
Kommunikationsmodul  
mit serieller Schnittstelle (RS232) zum Anschluss eines Druckers.

EAN: 4002515832394 / Materialnummer: 10444420 / Alte Materialnummer: 68822002D



Aussenmass, Bruttobreite in mm	190
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	295
Nettogewicht in kg	0,88
Bruttogewicht in kg	1,15
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
UKCA	•