

GS CL 1403 P  
Reiniger-Pulver, 1,4 kg  
für beste Reinigungsergebnisse. Mit integrierter Dosierhilfe.

EAN: 4002515773345 / Materialnummer: 10528360 / Alte Materialnummer: 21995507EU1



- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen — effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig — für bis zu 95 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.