

ProCare Shine 11 OB - 2 kg  
 Pulverreiniger, mildalkalisch, 2 kg  
 zur optimalen Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern.



- Enthält Aktivsauerstoff und Phosphat
- Sehr gute Reinigungsleistung bei z. B. Kaffee- und Teerückständen
- Zur Anwendung in gewerblichen Spülmaschinen
- Dosierempfehlung: 20-25 g pro Spülgang bzw. 2-5 g/l
- Entwickelt speziell für Miele Professional

EAN: 4002515800508 / Materialnummer: 10582690 / Alte Materialnummer: 61911102EU1

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen ProfilLine	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Kaffee- und Teerückständen	Sehr gut
Entfernung von Stärke/Eiweiss	Sehr gut
Entfernung von angetrockneten Speiseresten	Sehr gut
Entfernung von eingebranntem Fett	Sehr gut
Entfernung von Fett	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	20-25 g / 2-5 g/l
Intensität der Kontamination	Stark
pH-Wert der Anwendungslösung	11,0-11,5
Empfohlener Wasserbereich in mmol/l	0-0,53
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Pulver
Inhaltsstoffe	Alkalien, Bleichmittel auf Sauerstoffb., Phosphat
Geeignet für Gläser	•
Geeignet für Besteck	•
Geeignet für Kunststoff	•
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Porzellan/Keramik	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für Silber	•
Dekorschonend	•
Beugt Korrosion vor	•
Verhindert Kalkablagerungen und schützt das Spülgut	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	295
Aussenmass, Nettobreite in mm	117
Aussenmass, Nettotiefe in mm	117
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	300
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Durchmesser in mm	117
Füllgewicht in g	2000
Bruttogewicht in kg	2
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
GHS/CLP-konform	•