

A 812

Adapter

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.

EAN: 4002515830307 / Materialnummer: 10619680 / Alte Materialnummer: 68681200D



- Zur Verwendung im Oberkorb A 177/1
- Geeignet für bis zu 4 Übertragungsinstrumente mit externem Spray
- Alternativ geeignet für 3 Spitzen für Air Scaler und Piezo Scaler

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	48
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	108
Aussenmass, Bruttobreite in mm	117
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	305
Durchmesser in mm	45
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	1,07
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	4
FP Filterplatte	•