

A 812

Adapter

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.

EAN: 4002515830307 / Materialnummer: 10619680 / Alte Materialnummer: 68681200D



- Zur Verwendung im Oberkorb A 177/1
- Geeignet für bis zu 4 Übertragungsinstrumente mit externem Spray
- Alternativ geeignet für 3 Spitzen für Air Scaler und Piezo Scaler

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategorie	
Aufnahme oder Adapter für Übertragungsinstrumente	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	48
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	108
Aussenmass, Bruttobreite in mm	117
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	305
Durchmesser in mm	45
Nettogewicht in kg	0,21
Bruttogewicht in kg	1,07
Beipack	
E 362 Blindschraube [Anzahl]	4
FP Filterplatte	•