

A 815

Düse

zur optimalen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit externem Spray.

EAN: 4002515830413 / Materialnummer: 10619690 / Alte Materialnummer: 68681500D



- Zur Verwendung mit A 812, A 813 oder im Oberkorb A 105/1
- Bestehend aus 4 Düsen mit Silikonschläuchen, Länge ca. 114 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Transparent
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	4
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	10
Aussenmass, Nettobreite in mm	10
Aussenmass, Nettotiefe in mm	114
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	110
Durchmesser in mm	10
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12