

E 473/2

Sieb

mit Deckel, geeignet für diverse Kleinstteile.



- Zum Einhängen
- Mit leichtgängigem Deckelverschluss

EAN: 4002515811962 / Materialnummer: 10623720 / Alte Materialnummer: 69547303D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	88
Aussenmass, Nettobreite in mm	66
Aussenmass, Nettotiefe in mm	66
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,14