

A 207
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Effiziente Aufbereitung: Schnelle Beladung und hoher Durchsatz
- Obere Ebene: bis 8 Trays zur Aufnahme von Hohlkörperinstrumenten
- Untere Ebenen: 8 Trays liegend für weiteres Ophta-Instrumentarium

EAN: 4002515815601 / Materialnummer: 10632400 / Alte Materialnummer: 69620700D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilters	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
Trays/Tablets [Anzahl]	16
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	8
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	438
Aussenmass, Nettobreite in mm	530
Aussenmass, Nettotiefe in mm	542
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	270
Aussenmass, Bruttobreite in mm	525
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40
Beipack	
A 311 Halterung für Trays [Anzahl]	2
A 800, Filterrohr [Anzahl]	1
A 804, Reinigungsbürste [Anzahl]	1