

MF 01 10-20 Multifunktionsmodul zur Steuerung zusätzlicher Maschinenfunktionen.



- Zur Steuerung der Dosierpumpen 1-6, inkl. Leerstandsensierung
- Zur Ansteuerung eines externen Signalgebers bei Programmstop
- Zur Programmunterbrechung von Aussen

EAN: 4002515838525 / Materialnummer: 10686750 / Alte Materialnummer: 59170361D

Produktzugehörigkeit

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Produktkategorie	
Multifunktionsmodul	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	0
Aussenmass, Nettobreite in mm	0
Aussenmass, Nettotiefe in mm	0
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	140
Aussenmass, Bruttobreite in mm	295
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	190
Nettogewicht [kg]	2,05
Bruttogewicht in kg	2,28