

DataDiary

App-basierte Prozessdokumentation

zur einfachen und drahtlosen Protokollierung von PG 858x/9x.



- Wartungsarme Plug & Play Lösung
- Sichere, kabellose Datenübertragung per verschlüsseltem WLAN
- Protokollerstellung im PDF-Format
- Benutzeridentifikation per User-ID mit Passwort oder NFC-Tag
- Inkl. Zugang zur App, Kommunikationsmodul und 5 NFC-Chipkarten
- Kompatibel ab Android 10.0 und iOS 12.4

EAN: 4002515894095 / Materialnummer: 10689630 / Alte Materialnummer: 68819001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Unterstützte Betriebssysteme	Android, iOS
Minimal notwendige Bildschirmdiagonale Endgerät in Zoll	7,00
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Objektträgern	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Behältern, z. B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	39
Aussenmass, Nettobreite in mm	88

DataDiary
App-basierte Prozessdokumentation
zur einfachen und drahtlosen Protokollierung von PG 858x/9x.



EAN: 4002515894095 / Materialnummer: 10689630 / Alte Materialnummer: 68819001D

Aussenmass, Nettotiefe in mm	110
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,32

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE

•