

CJ Jug 1,0l  
Isolierkanne 1,0 l  
für Miele Kaffeefullautomaten CVA und CM mit Kaffeekannenfunktion.

EAN: 4002515841990 / Materialnummer: 10694310 / Alte Materialnummer: 29992617EU1



- Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeautomaten in die Kanne
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
- Einfache Reinigung durch komplett abnehmbaren Deckel
- Unzerbrechlicher vakuumgepumpter Toptherm Isolierkörper
- Komfortabler Aroma-Schiebedeckel